

Panasonic

Verenpainemittari **Panasonic DIAGNOSTEC EW3006**

Panasonic rannemittari EW3006 tallentaa 90 viimeisintä pulssi -ja verenpainemittausta mahdollistaen tulosten säännöllisen tarkastelun myös matkustettaessa. Mittari on menestynyt hyvin Saksan suurimman testiorganisaation verenpainemittaritestissä. Testitulos on julkaistu TEST Stiftung Warentest -lehdessä 01/2008. EW 3006 on Kuluttaja -lehden testimenestyjä vuonna 2008.

Mansetti:

- Koko (12,5 - 22,0 cm)
- Uusi muotoilu takaa helpon käytön ja hyvän ergonomian. Mittari ei kierry eikä putoa ennen mansetin sulkemista ja näin ranteeseen asettaminen on kiireetöntä ja miellyttävää.
- Mansetin materiaali on pehmeää ja hengittävää - hellä iholle

Mittarissa on kaksi elektronista järjestelmää, jotka auttavat mittaamaan oikein ja varmistamaan mittaustuloksen oikeellisuuden:

- 1) Epäsäännöllisen pulssin ilmaiseva merkkivalo
- 2) Käden liiallisen liikkumisen ilmaiseva merkkivalo

- 90 muistipaikkaa
- Näyttää tallennettujen tulosten keskiarvon
- Mittarin rungossa on merkinuoli, joka auttaa kohdistamaan mittarin ranteeseen oikein
- Suuri, havainnollistava ja selkeä digitaalinäyttö
- Korkeasta verenpaineesta varoittava toiminto
- Kirjasinten koko näytöllä: 10,5 mm

- Sumea logiikka. Älykkään mittausteknologian ohjaama mittaustapahtuma.
- Täytön aikainen mittaustekniikka (inflative measurement). Mittaustapahtuma alkaa jo mansetin täytön aikana, mikä takaa nopean ja miellyttävän mittauksen.
- Mukana suomenkielinen käyttöohje, paristot sekä kovakantinen, kestävä säilytyskotelo

- Säilytyskotelo on muotoiltu niin, että se toimii myös mittaustukena. Alla olevat liukuesteet pitävät kotelon tukevasti paikallaan.
- Paino: 104 g (Ilman paristoja)
- Mittariosan mitat (l x k x s): 5,4 x 7,8 x 2,6 cm
- Kliinisesti validoitu
- Takuu 3 vuotta

