

Panasonic

Verenpainemittari **Panasonic DIAGNOSTEC EW3106**

Erytisen helppokäyttöinen automaattinen olkavarsimittari, jossa on esimuotoiltu mansetti. Mittari on menestynyt hyvin Saksan suurimman testiorganisaation verenpainemittaritestissä. EW3106 on Euroopan Verenpaineyhdistyksen (ESH) hyväksymä.

Mansetti:

- Esimuotoiltu mansetti parantaa ergonomiaa ja helpottaa mansetin pukemista. Kevyt ja helposti aukeava mansetti on erityisen helppo asettaa kädelle ilman pujottelua ja kiristämistä. Mansetti ei putoa tai kierry vaikka se on auki. Hyvä ergonomia parantaa mittaustulosten luotettavuutta kun tarpeettomat liikkeet ja jännitys pukiessa jäävät pois.
- Koko: M-L (20-34 cm) tai XL (35-44 cm)
- Päälyllytetty miellyttävällä pehmeällä materiaalilla

- 42 muistipaikkaa
- Näyttää tallennettujen tulosten keskiarvon
- Mittari toimii yhdellä napin painalluksella
- Suuret näppäimet ja helpolukuinen näyttö
- Korkeasta verenpaineesta varoittava toiminto
- Kirjasinten koko näytöllä: 18 mm

- Sumea logiikka. Älykkään mittausteknologian ohjaama mittaustapahtuma.
- Täytön aikainen mittaustekniikka (inflatve measurement). Mittaustapahtuma alkaa jo mansetin täytön aikana, mikä takaa nopean ja miellyttävän mittauksen.

- Mukana paristot sekä säilytyspussi
- Laitteen paino: Noin 285 g (ilman paristoja)
- Ulkomitat (l x k x s): 15,0 x 6,8 x 11,0 cm
- Kliinisesti validoitu
- Takuu 3 vuotta

