

Panasonic

Verenpainemittari **Panasonic** DIAGNOSTEC EW-BW10

Panasonic EW-BW10 ranneverenpainemittarilla mittaaminen on helppoa sen suurten (15 mm) kirjasinten ja laajan näytön ansiosta. Mittari on menestynyt erinomaisesti Saksan suurimman testiorganisaation verenpainemittaritestissä.

Mansetti:

- Koko (12,5 - 22,0 cm)
- Uusi muotoilu takaa helpon käytön ja hyvän ergonomian. Mittari ei kierry eikä putoa ennen mansetin sulkemista ja näin ranteeseen asettaminen on kiireetöntä ja miellyttävää.
- Mansetin materiaali on pehmeää ja hengittävää - hellä iholle

Mittarissa on kaksi elektronista järjestelmää, jotka auttavat mittaamaan oikein ja varmistamaan mittaustuloksen oikeellisuuden:

- 1) Epäsäännöllisen pulssin ilmaiseva merkkivalo
- 2) Käden liiallisen liikkumisen ilmaiseva merkkivalo

- 90 muistipaikkaa
- Sumea logiikka. Älykkään mittausteknologian ohjaama mittaustapahtuma.
- Täytön aikainen mittaustekniikka (inflative measurement). Mittaustapahtuma alkaa jo mansetin täytön aikana, mikä takaa nopean ja miellyttävän mittauksen.
- Näyttää tallennettujen tulosten keskiarvon

- Mittarin rungossa on merkkinuoli, joka auttaa kohdistamaan mittarin ranteeseen oikein
- Suuri, havainnollistava ja selkeä digitaalinen näyttö
- Kirjasinten koko näytöllä: 15 mm
- Korkeasta verenpaineesta varoittava toiminto

- Mukana suomenkielinen käyttöohje, paristot sekä kovakantinen, kestävä säilytyskotelo
- Säilytyskotelo on muotoiltu niin, että se toimii myös mittaustukena. Alla olevat liukuesteet pitävät kotelon tukevasti paikallaan.
- Paino: 110 g (Ilman paristoja)
- Mittarion mitat (l x k x s): 8,3 x 6,9 x 2,2 cm
- Kliinisesti validoitu
- Takuu 3 vuotta

